

Qualität – Made in Switzerland

Lynk System

 macu4

Modulare Handorthesen
für fehlende oder
geschwächte Greiffunktion





Lynk System

Ein modulares Handorthesensystem für Patienten mit fehlender oder geschwächter Greiffunktion.

Die Vorteile:

- leichte und flexible Armmanchette mit Aufnahmeschacht für Module
- austauschbare Module für unterschiedliche Greif-Unterstützung
- für Kinder und Erwachsene geeignet

Produktübersicht für Lynk Manschetten, Cover und Module

Einsetzbar für verschiedene Pathologien, in Alltag, Freizeit und Sport sowie geeignet für Kinder und Erwachsene.

In Standardgrößen verfügbar sowie personalisierbar mit Interface.



Manschette mit Klettverschluss

in 7 Größen verfügbar, mit Klettverschluss und magnetbasiertem Click-in-Mechanismus für müheloses Öffnen und Schließen sowie sicheres Befestigen am Arm. Ideal für Aktivitäten mit wenig bis moderater Kraftübertragung.



Manschette mit Schnürsystem

in 7 Größen verfügbar, mit Schnürsystem und magnet-basiertem Click-in-Mechanismus für müheloses Öffnen und Schließen sowie sicheres Befestigen am Arm. Ideal für Aktivitäten mit höherer Kraftübertragung.



Hold STD Modul

Das Hold STD Modul ermöglicht ein Einklemmen von kleineren bis größeren Objekten mittels Velcro. Das Kugelgelenk und der Schnellspanner erlauben den Modulkopf stufenlos und in sehr vielen Positionen einzustellen.

Als Einheitsgröße verfügbar



Hook STD Modul

Das Hook Modul unterstützt Aktivitäten, bei denen etwas getragen, gezogen oder weggedrückt werden soll. Es ist ein guter Begleiter zum Tragen einer Tasche, Ziehen eines Koffers oder Training im Gym.

Als Einheitsgröße verfügbar



Clic STD Modul

Das Clic STD Modul ermöglicht schnelles An- und Abkoppeln an Griffen / Stangen, an denen ein Clic Kopf montiert werden kann. Mit 3 verschiedenen Köpfen.

Als Einheitsgröße verfügbar



Hold Lock Modul

Das Hold Lock Modul klemmt z. B. Besteck ohne Velcro. Optimiert für die einhändige Bedienung. Das Kugelgelenk und der Schnellspanner ermöglichen stufenlose Einstellung in vielen Positionen.

Als Einheitsgröße verfügbar



Push STD Modul

Das Push Modul unterstützt Aktivitäten, bei denen ein Griff fixiert und Druck- oder Zugkraft ausgeübt werden soll. Es ist guter Begleiter zum Gehen mit Krücken, eignet sich auch für Aktivitäten wie Bogenschießen.

Als Einheitsgröße verfügbar



Clic Lock Modul

Das Clic Lock Modul ermöglicht schnelles An- und Abkoppeln an Griffen/Stangen, an denen ein Clic Kopf montiert werden kann. Inklusive einer Sperrfunktion, die ein Abkoppeln verhindert. Mit 9 verschiedenen Köpfen.

Als Einheitsgröße verfügbar

Bestellformular für das Lynk System

Kostenlose Faxnummer: 0800-001 05 45 | Mail: info@uniprox.de | PDF-Formular im Downloadbereich unter www.uniprox.de

Firmenstempel Kundennummer	Datum	Name Orthopädietechniker:in
	gewünschtes Lieferdatum	Ihre Bestellnummer
	Telefon für Rückfragen	Patienten-Code

Schritt 1 – Manschette auswählen

Die Größe kann mithilfe der Messanleitung ermittelt werden, siehe Quick Guide Vermessung

Manschette | Größe

kurz – XS
 kurz – S
 kurz – M
 kurz – L
 standard – S
 standard – M
 standard – L

Manschette | Farbe




schwarz
 weiß

Quick Guide
Vermessung:



Schritt 2 – Verschluss auswählen

Armseite




links
 rechts

Klettverschluss | Farbe



schwarz
 blau
 rot

Cover | Farbe



schwarz | schwarz
 schwarz | blau
 schwarz | rot
 weiß | schwarz
 weiß | blau
 weiß | rot

Verschluss | Größe

Größe und Seite des Verschluss-Systems passend zur Manschette liefern.

Schritt 2 – Module anhand der gewünschten Aktivitäten wählen

Hook STD Modul | Farbe



Push STD Modul | Farbe



Clic STD Modul | Farbe



Hinweis: Das Modul enthält 3 Modulköpfe (0°, 70°, und 360° in STD) und verfügt über keine Sperrfunktion.

Hold STD Modul | Farbe



Hinweis: Das Modul fixiert Objekte mittels Velcroband im V-förmigen Modulkopf. Ergänzend können flachere und leichte Objekte in der Lasche eingeklemmt werden, z.B. Papier.

Clic Lock Modul | Farbe



Hinweis: Das Modul enthält 2 Modulköpfe (70° und 360° in STD). Das Modul verfügt über eine Sperrfunktion (Lock Plug). Das Modul ist mit allen Clic Lock Köpfen kompatibel, die separat erworben werden können.

Hold Lock Modul | Farbe



Hinweis: Das Modul fixiert Objekte ohne Velcroband, z.B. Besteck mit rundem oder flachem Griff wird eingeschoben und mittels Drehung fixiert.

Modulkopf Typ | STD



Modulkopf Typ | ELLIPSE



Modulkopf Typ | FLAT



Interface | Typ



Download
Bestellformular



Quick Guide
Vermessung



Quick Guide
Module



Qualität – Made in Switzerland

Lynk System

Modulare Handorthesen
für fehlende oder
geschwächte Greiffunktion

Uniprox GmbH & Co. KG

Heinrich-Heine-Straße 4
07937 Zeulenroda-Triebes
Deutschland

Fon +49 36628 663300

Fax +49 36628 663355

Mail info@uniprox.de

Kunden-Service +49 800 0010540*

Fax +49 800 0010545*

*kostenfrei innerhalb Deutschlands

www.uniprox.de

unique prosthetic solutions
Ein Unternehmen der Bauerfeind Gruppe

 **uniprox**[®]