



Glasfaserfüße



Fuß-Prothetik

neu



Uniprox Prothesenfüße
aus innovativer Glasfasertechnik

 uniprox®

Uniprox Glasfaserfüße

Made in Germany

Mit den Uniprox Glasfaserfüßen ist es gelungen, die hervorragenden mechanischen Eigenschaften moderner Glasfasertechnik in der Prothetik zu nutzen. Die Kombination aus dem Design sowie der Flexibilität des Materials sorgt für geschmeidige und harmonische Bewegungsabläufe. Zugleich tolerieren die Füße Extrembelastungen, wie z. B. sportliche Betätigung, harte Stöße oder schwere Traglasten.

Besondere Eigenschaften

- Harmonisches Abrollverhalten durch flexible Glasfaser
- Optimale Kraftentfaltung durch sanftere Energierückgabe
- Minimales Totpunkt-Phänomen durch Sohlendesign
- Süß-, salz- und chlorwasserfest



steptics vision und sports

Die steptics Fußmodelle ergänzen optimal das Uniprox-Sortiment und bieten für jeden Mobilitätsgrad und unterschiedliche Bauhöhen eine breite Auswahl.

- Getestet nach ISO 10328
- Entwickelt und produziert in Deutschland



uniprox.de

Bei Fragen oder für Bestellungen sind wir
Mo bis Do 8 – 17 Uhr und Fr 8 – 16 Uhr erreichbar:
Kunden-Service +49 800 001 05 40*
Mail info@uniprox.de
Online-Shop www.uniprox-shop.de

*kostenfrei innerhalb Deutschlands

**Versorgung
schafft Freiheit**

einzigartig und menschlich nah



Uniprox Glasfaserfüße

Übersicht



	F310 Uniprox Chopart < 159 kg	F111 steptics LP glass < 140 kg	F115 steptics MP < 160 kg	F340 Uniprox Mid-Profile < 159 kg	F360 Uniprox High-Profile < 159 kg	F400 steptics sports < 120 kg
H₂O						
HD						
Mobi 						
Mobi 						
Mobi 						
Mobi 						
Bauhöhe ↑	15 mm mit Kosmetik	62 mm mit Kosmetik	98 mm mit Kosmetik	118 mm mit Kosmetik	162 mm mit Kosmetik	280 mm mit Laufsohle
Seite	S. 3	S. 4	S. 5	S. 6	S. 7	S. 8

F310 Uniprox Chopart

Leistungsstarke Glasfaserfeder für Versorgungen nach Vorfußamputationen, die trotz kurzer Federlänge dynamische Elastizität und Energierückgabe bietet.

- Robuste Glasfaserkonstruktion in 6 Federkategorien
- Süß-, salz- und chlorwasserbeständig
- Inkl. Fußkosmetik, Spectra-Socke und 2 Komponenten-Kleber
- 2 Jahre Garantie (Fußkosmetik 6 Monate)



< 159 kg

Bestell-Nr.	Größen	Absatzhöhe	Einbauhöhe	Gewicht	Artikelnummer
F310- <input type="text" value="Größe"/> <input type="text" value="Seite"/> <input type="text" value="Kategorie"/>	22 – 30	10 mm	ca. 15 mm (inkl. Kosmetik)	415 g (Gr. 26) 130 g ohne Kosmetik	4 603 180 0X 0Y 0ZZ
<p>→ Bestell-Nr. ermitteln <input type="text" value="Größe"/> + <input type="text" value="Seite"/> L = links, R = rechts + <input type="text" value="Kategorie"/> 1–6 Beispiel Fuß F310 in Größe 26, Seite rechts, Kategorie 2 → Bestell-Nr. F310-26R2 → Artikelnummer angeben ZZ = <input type="text" value="Größe"/> (siehe lieferbare Größen), X = <input type="text" value="Seite"/> = links, = rechts, Y = <input type="text" value="Kategorie"/> Beispiel Fuß F310 in Größe 26, Seite rechts, Kategorie 2 → Artikelnummer 4 603 180 02 02 026</p>					

Auswahltabelle

Kategorie	Fußgröße	Niedrige Belastung	Mittlere Belastung	Hohe Belastung
		Wandern, Golf	Bergwandern, Jogging, Ski	Tennis, Fußball, Basketball
1	22 – 27	33 – 64 kg	33 – 64 kg	
2	22 – 28	65 – 79 kg	65 – 79 kg	33 – 64 kg
3	22 – 29	80 – 95 kg	80 – 95 kg	65 – 79 kg
4	23 – 30	96 – 111 kg	96 – 111 kg	80 – 95 kg
5	24 – 30	112 – 127 kg	112 – 127 kg	96 – 111 kg
6	25 – 30	128 – 159 kg	128 – 159 kg	112 – 127 kg



F111 steptics vision LP glass

Trotz sehr niedriger Bauhöhe bietet der steptics vision LP glass die perfekte Balance zwischen Flexibilität und Halt.

- Dynamische Glasfaserkonstruktion
- Süß-, salz- und chlorwasserbeständig
- Absatzhöhe 10 mm
- Einbauhöhe 62 mm (inkl. Fußkosmetik)
- 2 Jahre Garantie (Fußkosmetik 6 Monate)

→ Fußkosmetik mit Spectra-Socke muss separat bestellt werden

< 140 kg



Optional auch als **F113 steptics vision LP carbon**

< 125 kg



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größen	Gewicht	Artikelnummer
F111- <u>Größe</u> <u>Kategorie</u>	steptics vision LP glass	23 – 29	330 g (Gr. 26 ohne Kosmetik)	4 603 230 00 0Y OZZ
F113- <u>Größe</u> <u>Kategorie</u>	steptics vision LP carbon	23 – 29	292 g (Gr. 26 ohne Kosmetik)	4 603 220 00 0Y OZZ
E-F111- <u>Größe</u> <u>Seite</u>	Fußkosmetik	23 – 29	220 g (Gr. 26)	4 603 219 0X 00 OZZ

→ Bestell-Nr. ermitteln Größe + Seite L = links, R = rechts + Kategorie 1 – 5

Beispiel Fuß F111 in Größe 26, Seite rechts, Kategorie 2 → Bestell-Nr. F111-26-2 und E-F111-26R

→ Artikelnummer angeben X = Seite, Y = Kategorie, ZZ = Größe Beispiel Fuß F111 in Größe 26, Kategorie 2 → Artikelnummer 4 603 230 00 02 026

Beispiel Fußkosmetik E-F111 in Größe 26, Seite rechts → Artikelnummer 4 603 219 02 00 026

Auswahltabelle

Kategorie	Fußgrößen	Körpergewicht	
		steptics vision MP glass	steptics vision MP carbon
1	23 – 27	50 – 65 kg	48 – 59 kg
2	23 – 28	66 – 82 kg	60 – 72 kg
3	23 – 29	83 – 99 kg	73 – 87 kg
4	24 – 29	100 – 118 kg	88 – 103 kg
5	25 – 29	119 – 140 kg	104 – 125 kg

F115 steptics vision MP

Das C-förmige Federdesign des steptics vision MP ermöglicht ein natürliches Abrollen und gezielte Energierückgabe bei moderater Aktivität.

- Dynamische Glasfaserkonstruktion (eingefärbt)
- Süß-, salz- und chlorwasserbeständig
- Absatzhöhe 10 mm
- Einbauhöhe 98 mm (inkl. Fußkosmetik)
- 2 Jahre Garantie (Fußkosmetik 6 Monate)

→ Fußkosmetik mit Spectra-Socke muss separat bestellt werden

< 160 kg



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größen	Gewicht	Artikelnummer
F115- <u>Größe</u> <u>Kategorie</u>	steptics vision MP	23 – 29	397 g (Gr. 26 ohne Kosmetik)	4 603 210 00 0Y OZZ
E-F111- <u>Größe</u> <u>Seite</u>	Fußkosmetik	23 – 29	220 g (Gr. 26)	4 603 219 0X 00 OZZ

→ Bestell-Nr. ermitteln Größe + Seite L = links, R = rechts + Kategorie 1 – 5

Beispiel Fuß F115 in Größe 26, Seite rechts, Kategorie 2 → Bestell-Nr. F115-26-2 und E-F111-26R

→ Artikelnummer angeben X = Seite, Y = Kategorie, ZZ = Größe (siehe lieferbare Größen)

Beispiel Fuß F115 in Größe 26, Kategorie 2 → Artikelnummer 4 603 210 00 02 026

Beispiel Fußkosmetik E-F111 in Größe 26, Seite rechts → Artikelnummer 4 603 219 02 00 026

Auswahltabelle

Kategorie	Fußgrößen	Körpergewicht
1	23 – 27	50 – 70 kg
2	23 – 28	71 – 91 kg
3	23 – 29	92 – 112 kg
4	25 – 29	113 – 133 kg
5	25 – 29	134 – 160 kg



F340 Uniprox Mid-Profile

Leistungsstarker Glasfaserfuß in mittlerer Bauhöhe, der durch die Kombination von Material und Design eine harmonische und dynamische Abrollung bietet.

- Robuste Glasfaserkonstruktion in 6 Federkategorien
- Süß-, salz- und chlorwasserbeständig
- Absatzhöhe 10 mm
- Einbauhöhe 118 mm (inkl. Fußkosmetik)
- 2 Jahre Garantie (Fußkosmetik 6 Monate)



→ Fußkosmetik inkl. Spectra-Socke muss separat bestellt werden



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größen	Gewicht	Artikelnummer
F340- <input type="text" value="Größe"/> <input type="text" value="Kategorie"/>	Uniprox Mid-Profile	23 – 29	597 g (Gr. 26) ohne Kosmetik	4 603 190 00 0Y OZZ
E-F80- <input type="text" value="Größe"/> <input type="text" value="Seite"/>	Fußkosmetik inkl. Spectra-Socke	22 – 30	276 g (Gr. 26)	4 602 029 0X 00 OZZ

→ Bestell-Nr. ermitteln + = 1 – 6 + L = links, R = rechts

Beispiel Fuß F340 in Größe 26, Seite rechts, Kategorie 2 → Bestell-Nr. F340-26-2 und E-F80-26R

→ Artikelnummer angeben X = , Y = , ZZ =

Beispiel Fuß F340 in Größe 26, Kategorie 2 → Artikelnummer 4 603 190 00 02 026

Beispiel Fußkosmetik E-F80 in Größe 26, Seite rechts → Artikelnummer 4 602 029 02 00 026

Auswahltabelle

Kategorie	Fußgröße	Niedrige Belastung	Mittlere Belastung	Hohe Belastung
		Wandern, Golf	Bergwandern, Jogging, Ski	Tennis, Fußball, Basketball
1	23 – 27	33 – 64 kg	33 – 64 kg	
2	23 – 28	65 – 79 kg	65 – 79 kg	33 – 64 kg
3	23 – 29	80 – 95 kg	80 – 95 kg	65 – 79 kg
4	24 – 29	96 – 111 kg	96 – 111 kg	80 – 95 kg
5	25 – 29	112 – 127 kg	112 – 127 kg	96 – 111 kg
6	27 – 29	128 – 159 kg	128 – 159 kg	112 – 127 kg



F360 Uniprox High-Profile

Hochaktiver Glasfaserfuß für höchste Anforderungen an Flexibilität und Dynamik bei gleichzeitig hoher und harmonischer Energierückgabe.

- Robuste Glasfaserkonstruktion in 6 Federkategorien
- Süß-, salz- und chlorwasserbeständig
- Absatzhöhe 10 mm
- Einbauhöhe 162 mm (inkl. Fußkosmetik)
- 2 Jahre Garantie (Fußkosmetik 6 Monate)



→ Fußkosmetik inkl. Spectra-Socke muss separat bestellt werden



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größen	Gewicht	Artikelnummer
F360- <input type="text" value="Größe"/> <input type="text" value="Kategorie"/>	Uniprox High-Profile	23 – 29	622 g (Gr. 26) ohne Kosmetik	4 603 200 00 0Y OZZ
E-F80- <input type="text" value="Größe"/> <input type="text" value="Seite"/>	Fußkosmetik inkl. Spectra-Socke	22 – 30	276 g (Gr. 26)	4 602 029 0X 00 OZZ

→ Bestell-Nr. ermitteln + = 1 – 6 + L = links, R = rechts

Beispiel Fuß F360 in Größe 26, Seite rechts, Kategorie 2 → Bestell-Nr. F360-26-2 und E-F80-26R

→ Artikelnummer angeben X = , Y = , ZZ =

Beispiel Fuß F360 in Größe 26, Kategorie 2 → Artikelnummer 4 603 200 00 02 026

Beispiel Fußkosmetik E-F80 in Größe 26, Seite rechts → Artikelnummer 4 602 029 02 00 026

Auswahltabelle

Kategorie	Fußgröße	Niedrige Belastung	Mittlere Belastung	Hohe Belastung
		Wandern, Golf	Bergwandern, Jogging, Ski	Tennis, Fußball, Basketball
1	23 – 27	33 – 64 kg	33 – 64 kg	
2	23 – 28	65 – 79 kg	65 – 79 kg	33 – 64 kg
3	23 – 29	80 – 95 kg	80 – 95 kg	65 – 79 kg
4	24 – 29	96 – 111 kg	96 – 111 kg	80 – 95 kg
5	25 – 29	112 – 127 kg	112 – 127 kg	96 – 111 kg
6	27 – 29	128 – 159 kg	128 – 159 kg	112 – 127 kg



F400 steptics sports

Der steptics sports ist speziell für Freizeit- und Breitensport entwickelt und bietet dank modernster Faser-Technologie in einer Kombination von überwiegend Karbon - und dem gezielten Einsatz von Glasfaser eine herausragende Energierückgabe und maximale Widerstandsfähigkeit.



< 120 kg

H₂O



Bestell-Nr.	Kategorien	Einbauhöhe	Gewicht	Artikelnummer
F400- <input type="text" value="Sohlentyp"/> <input type="text" value="Kategorie"/>	1-8	280 mm (unbelastet), 3 cm Kompression beachten	645 g (inkl. Laufsohle)	4 603 240 0X 0Y 000

→ **Bestell-Nr. ermitteln** S = verschraubt, G = verklebt + 1-8
Beispiel Fuß F400 mitverschraubter Sohle in Kategorie 4 → Bestell-Nr. F400-S-4
→ **Artikelnummer angeben** X = , 1 = verschraubt, 2 = verklebt, Y =
Beispiel Fuß F400 verschraubt in Kategorie 4 → Artikelnummer 4 603 240 01 04 000

Auswahltabelle

Körpergewicht	Erfahrungslevel niedrig	Erfahrungslevel hoch
40 – 50 kg	Kat. 1	Kat. 2
51 – 60 kg	Kat. 2	Kat. 3
61 – 70 kg	Kat. 3	Kat. 4
71 – 80 kg	Kat. 4	Kat. 5
81 – 90 kg	Kat. 5	Kat. 6
91 – 100 kg	Kat. 6	Kat. 7
101 – 110 kg	Kat. 7	Kat. 8
111 – 120 kg	Kat. 8	N/A

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Artikelnummer
E-F400-S	Laufsohle verschraubt	284 g	4 603 249 01 00 000
E-F400-G	Laufsohle verklebt	284 g	4 603 249 02 00 000





Uniprox GmbH & Co. KG

Heinrich-Heine-Straße 4
07937 Zeulenroda-Triebes
Deutschland

Mail info@uniprox.de

Kunden-Service +49 800 001 05 40*

Fax +49 800 001 05 45*

*kostenfrei innerhalb Deutschlands

Versorgung schafft Freiheit
einzigartig und menschlich nah